



## Schubladen-Regal-System SBA-3010

### 75er- oder 100er-Systeme

Das VOGEL Schubladen-Regal-System kann problemlos an Ihre individuellen Raumbedingungen angepasst werden. Die Komponenten des Systems werden direkt am Aufstellort zusammengesetzt – somit sind auch enge und schwierige Transportwege kein Problem.

Die herausnehmbaren Kunststoff-Einsätze (Trays) dienen zur Vorsortierung am Arbeitsplatz und zur Endlagerung der Objektträger oder der Paraffinblöcke in den Schubladen. Die Beschriftung der Schubladenfront wird durch einen Identifikationsstreifen ermöglicht. Zum Wiederfinden der herausgenommenen Objektträger dienen die Codierstreifen als Platzhalter. Durch einen Metallheber sind die gefüllten Objektträger-Trays leicht wechselbar. Schaumstoff-Einsätze fixieren die Objektträger oder Paraffinblöcke in den Einsätzen.

Das Schubladen-Regal-System von VOGEL ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Die Systeme sind in Standardbreiten von ca. 1 m und 0,75 m lieferbar.

|     | Maße: H x B x 750 mm (T) | Bezeichnung  | Kapazität Objektträger | Kapazität Paraffinblöcke |
|-----|--------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|
| 1.  | 1625 x 1120              | Grundeinheit | ca. 231.000            | ca. 63.000               |
| 2.  | 1625 x 1050              | Anbaueinheit | ca. 231.000            | ca. 63.000               |
| 3.  | 2150 x 1120              | Grundeinheit | ca. 308.000            | ca. 84.000               |
| 4.  | 2150 x 1050              | Anbaueinheit | ca. 308.000            | ca. 84.000               |
| 5.  | 2725 x 1120              | Grundeinheit | ca. 385.000            | ca. 105.000              |
| 6.  | 2725 x 1050              | Anbaueinheit | ca. 385.000            | ca. 105.000              |
| 7.  | 1625 x 820               | Grundeinheit | ca. 154.000            | ca. 42.000               |
| 8.  | 1625 x 750               | Anbaueinheit | ca. 154.000            | ca. 42.000               |
| 9.  | 2150 x 820               | Grundeinheit | ca. 206.000            | ca. 56.000               |
| 10. | 2150 x 750               | Anbaueinheit | ca. 206.000            | ca. 56.000               |
| 11. | 2725 x 820               | Grundeinheit | ca. 257.000            | ca. 70.000               |
| 12. | 2725 x 750               | Anbaueinheit | ca. 257.000            | ca. 70.000               |

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns auf: [kontakt@cromentislab.com](mailto:kontakt@cromentislab.com)