



Archivsysteme / Aufbewahrungssysteme für Paraffinblöcke und Objektträger



Schubladen-Regal-System SBA-3010 75er- oder 100er-Systeme

Das VOGEL Schubladen-Regal-System kann problemlos an Ihre individuellen Raumbedingungen angepasst werden. Die Komponenten des Systems werden direkt am Aufstellort zusammengesetzt – somit sind auch enge und schwierige Transportwege kein Problem.

Die herausnehmbaren Kunststoff-Einsätze (Trays) dienen zur Vorsortierung am Arbeitsplatz und zur Endlagerung der Objektträger oder der Paraffinblöcke in den Schubladen. Die Beschriftung der Schubladenfront wird durch einen Identifikationsstreifen ermöglicht. Zum Wiederfinden der herausgenommenen Objektträger dienen die Codierstreifen als Platzhalter. Durch einen Metallheber sind die gefüllten Objektträger-Trays leicht wechselbar. Schaumstoff-Einsätze fixieren die Objektträger oder Paraffinblöcke in den Einsätzen.

Das Schubladen-Regal-System von VOGEL ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Die Systeme sind in Standardbreiten von ca. 1 m und 0,75 m lieferbar.

	Maße: H x B x 750 mm (T)	Bezeichnung	Kapazität Objektträger	Kapazität Paraffinblöcke
1.	1625 x 1120	Grundeinheit	ca. 231.000	ca. 63.000
2.	1625 x 1050	Anbaueinheit	ca. 231.000	ca. 63.000
3.	2150 x 1120	Grundeinheit	ca. 308.000	ca. 84.000
4.	2150 x 1050	Anbaueinheit	ca. 308.000	ca. 84.000
5.	2725 x 1120	Grundeinheit	ca. 385.000	ca. 105.000
6.	2725 x 1050	Anbaueinheit	ca. 385.000	ca. 105.000
7.	1625 x 820	Grundeinheit	ca. 154.000	ca. 42.000
8.	1625 x 750	Anbaueinheit	ca. 154.000	ca. 42.000
9.	2150 x 820	Grundeinheit	ca. 206.000	ca. 56.000
10.	2150 x 750	Anbaueinheit	ca. 206.000	ca. 56.000



	Maße: H x B x 750 mm (T)	Bezeichnung	Kapazität Objektträger	Kapazität Paraffinblöcke
11.	2725 x 820	Grundeinheit	ca. 257.000	ca. 70.000
12.	2725 x 750	Anbaueinheit	ca. 257.000	ca. 70.000

Aufbewahrungsschränke

Die VOGEL Aufbewahrungsschränke
SBA-3010 / SBA-3010-E / SBA-3010-ES

- Zur Lagerung für Objektträger und Paraffinblöcke
- Stabil verformtes Stahlblechgehäuse mit eingebautem Zentralverschluss Ultratrac und Schubladensperre
- Aufgesetzte Griffleiste aus Aluminium, schwarz eloxiert mit Beschriftungsstreifen



	Maße: H x B x 750 mm (T)	Kapazität Objektträger	Kapazität Paraffinblöcke
1.	600 x 750	ca. 51.500	ca. 14.000
2.	1100 x 750	ca. 103.000	ca. 28.000
3.	1100 x 1050	ca. 154.000	ca. 42.000
4.	1100 x 1224	ca. 184.000	ca. 49.000
5.	1600 x 1050	ca. 231.000	ca. 63.000

Sondermaße auf Anfrage.

Zwischenlagerungsbox

Die VOGEL Zwischenlagerungsbox VZS-920

Box für Objektträger und Paraffinblöcke. Stabile Stahlblechbox zum Archivieren und Zwischenlagern von Objektträgern und Paraffinblöcken in den bewährten Trays aus dem SBA-System. Die VZS-920 ist eine geschlossene, stapelbare Einheit mit 4 Schubladen, inkl. Trays.



	Maße: H x B x T mm	Kapazität Objektträger	Kapazität Paraffinblöcke
1.	425 x 340 x 324	10.500	3.000