




Die neuen Formaldehyd-Detektoren

Im Laboralltag kommen Sie und Ihre Mitarbeiter immer wieder mit gefährlichen, gesundheitsschädlichen, toxischen Stoffen in Berührung. Besonders der Kontakt mit dem seit Januar 2016 als krebserregend (neu) eingestuften Formaldehyd (Methanal CH_2O) ist im Laboralltag nahezu unausweichlich. Um Sie bei der Einhaltung aller Richtlinien und Gesetze zu unterstützen und um Ihre Gesundheit und die Ihrer Mitarbeiter zu schützen, bieten wir in unserem Produktportfolio Formaldehydsensorsysteme an.

Diese Sensoren detektieren Formaldehyd kontinuierlich in der Raumluft. Die VOGEL Formaldehyddetektorsysteme sind modular aufgebaut.

Das heißt, wir erarbeiten mit Ihnen eine genau auf Ihr Labor zugeschnittene Lösung mit dem Funktionsumfang, den Sie wünschen und benötigen. Die Detektoren machen Sie durch frei einstellbare Alarmschwellenwerte (0–10 ppm) und angeschlossene Warnmittel auf erhöhte Formaldehydwerte aufmerksam. Ein Detektor kann eine Raumgröße von ca. 20 m² überwachen. Dies ist von den räumlichen Gegebenheiten abhängig (Infoblatt beachten).

Für eine optimale Überwachung ist eine Montage der Detektoren in einer Höhe von 30 cm über dem Fußboden wichtig. Zudem muss er kontinuierlich am Strom angeschlossen sein, um exakte Werte produzieren zu können.





cromentis LAB

www.cromentislab.shop
www.cromentislab.com

cromentis gmbh | Postfach 221 | 4107 Ettingen

Option 1

Option 2

Option 3



Option 1

Option 2

Option 3

