



Kassettendrucker

VCP 6001

Kompakter manueller Kassettendrucker

Kompakter Kassettendrucker für den schnellen Einsatz. Das Gerät bietet alles was ein Kassettendrucker benötigt; flexibel, schnell und zuverlässig, sowie einfach und leicht zu bedienen. Der Drucker kann mit einem Barcode-Scanner verwendet werden. Eine Verbindung via LAN-Netzwerk oder USB inkl. Windows-Druckertreiber ist möglich. Der Kunde besitzt die Möglichkeit den Drucker als Einzelgerät zu verwenden. Farbband mit RFID-Chip zur Kontrolle und zur Erhöhung der Zuverlässigkeit.



- **2 Linien, Standardschrift, ohne Barcode:**

2 x 16 = 32 Zeichen

- **2 Linien, Standardschrift, mit Barcode:**

2 x 11 = 22 Zeichen

- **1 Linie, Großschrift, ohne Barcode:**

1 x 13 = 13 Zeichen

Akzeptiert alle gängigen Einbettkassetten (keine Mega-Kassetten und Super Mega-Kassetten).

Vorteile im Überblick

- Sofortdruck mit und ohne Barcode (Matrix)
- 10er-Tastatur für schnellere Nummerneingabe (optional)
- Spezielle Zeichen im Druck möglich
- Gespeicherte Druckinformationen können sofort geladen werden
- Druckjobs speicherbar
- Barcode-Scanner einsetzbar
- Kassettendruck pro Kassette in ca. 2–3 Sek.
- USB/LAN-Schnittstelle: einfacher Transfer von Daten zwischen Computer und Drucker
- Treiber: Windows Treiber verfügbar
- Farbband, mit spezieller UV-sensitiver Substanz und RFID-Chip
- Farbe resistent gegen alle im Labor vorkommenden Lösungen
- Geringer Platzbedarf
- Größe: 21 x 18 x 25 cm



VCP M 6001

Kompakter manueller Mega-Kassettendrucker

Kompakter Mega-Kassettendrucker für den schnellen Einsatz. Das Gerät bietet alles was ein Mega-Kassettendrucker benötigt; flexibel, schnell und zuverlässig, sowie einfach und leicht zu bedienen. Der Drucker kann mit einem Barcode-Scanner verwendet werden. Eine Verbindung via LAN-Netzwerk oder USB inkl. Windows-Druckertreiber ist möglich. Der Kunde besitzt die Möglichkeit den Drucker als Einzelgerät zu verwenden. Farbband mit RFID-Chip zur Kontrolle und zur Erhöhung der Zuverlässigkeit.



2 Linien, Standardschrift, ohne Barcode:

2 x 16 = 32 Zeichen

- **2 Linien, Standardschrift, mit Barcode:**

2 x 11 = 22 Zeichen

- **1 Linie, Großschrift, ohne Barcode:**

1 x 13 = 13 Zeichen

Akzeptiert alle gängigen Mega-Kassetten.

Vorteile im Überblick

- Sofortdruck mit und ohne Barcode (Matrix)
- 10er-Tastatur für schnellere Nummerneingabe (optional)
- Spezielle Zeichen im Druck möglich
- Gespeicherte Druckinformationen können sofort geladen werden
- Druckjobs speicherbar
- Barcode-Scanner einsetzbar
- Kassettendruck pro Kassette in ca. 2–3 Sek.
- USB/LAN-Schnittstelle: einfacher Transfer von Daten zwischen Computer und Drucker
- Treiber: Windows Treiber verfügbar
- Farbband, mit spezieller UV-sensitiver Substanz und RFID-Chip
- Farbe resistent gegen alle im Labor vorkommenden Lösungen
- Geringer Platzbedarf
- Größe: 21 x 18 x 25 cm



VCPA 5001

Unser automatischer Kassettendrucker

Der automatische Kassettendrucker mit Karussell bietet alles was ein Kassettendrucker benötigt. Er ist flexibel, schnell und zuverlässig, sowie einfach und leicht zu bedienen. Der Drucker kann mit einem Barcodescanner verwendet werden. Verbindung ist über LAN-Netzwerk oder USB-Windows-Treiber möglich. Der Kunde besitzt die Möglichkeit den Drucker als Online-Drucker oder als Einzelgerät zu verwenden.



Das Karussell beinhaltet 6 Magazine (45 Kassetten pro Magazin) und 6 Adapter für Kassetten ohne Deckel. Bei der Automatikversion besteht die Möglichkeit bis zu 600 Kassetten pro Stunde zu drucken. Ein Auffangmagazin für bis zu 38 Kassetten (inklusive Wechselmagazin) ist vorhanden. Einfacher Wechsel zwischen Automatik und manuellem Druck ist möglich.

- **2 Linien, Standardschrift, ohne Barcode:**
2 x 16 = 32 Zeichen
- **2 Linien, Standardschrift, mit Barcode:**
2 x 11 = 22 Zeichen
- **1 Linie, Großschrift, ohne Barcode:**
1 x 13 = 13 Zeichen

Alle Vorteile im Überblick

- Mit und ohne Barcode (Matrix)
- Gespeicherte Druckinformationen können sofort geladen werden
- Groß- und Kleinschreibung möglich
- Unterschiedliche Druckvarianten möglich
- Spezielle Zeichen im Druck möglich
- Keyboard kann unter dem Drucker platziert werden
- Barcodescanner einsetzbar
- Kassettendruck pro Kassette in ca. 3–3,5 Sek.
- LAN-Schnittstelle: einfacher Transfer von Daten zwischen Computer und Drucker
- USB-Windows-Druckertreiber
- Farbband mit spezieller UV-sensitiver Substanz und RFID-Chip
- Farbe resistent gegen alle im Labor vorkommenden Lösungen