



Objektträgerdrucker

VSP 6001

Kompakter manueller Objektträgerdrucker

Kompakter Objektträgerdrucker für den schnellen Einsatz. Das Gerät bietet alles was ein Objektträgerdrucker benötigt – flexibel, schnell und zuverlässig, sowie einfach und leicht zu bedienen. Der Drucker kann mit einem Barcode-Scanner verwendet werden. Eine Verbindung via LAN-Netzwerk oder USB inkl. Windows-Druckertreiber ist möglich. Der Kunde besitzt die Möglichkeit den Drucker als Einzelgerät zu verwenden. Farbband mit RFID-Chip zur Kontrolle und zur Erhöhung der Zuverlässigkeit.



- **4 Linien, Standardschrift, ohne Barcode:**
4 x 16 = 64 Zeichen
- **4 Linien, Standardschrift, mit Barcode:**
2 x 11 = 22 Zeichen (mit Barcode)
2 x 16 = 32 Zeichen (ohne Barcode)
- **2 Linien, Großschrift, ohne Barcode:**
2 x 13 = 26 Zeichen

Druckt auf alle farbigen Standard-Objektträger.

Gemeinsamkeiten und Vorteile im Überblick

- Sofortdruck mit und ohne Barcode (Matrix)
- 10er-Tastatur für schnellere Nummerneingabe (optional)
- Spezielle Zeichen im Druck möglich
- Gespeicherte Druckinformationen können sofort geladen werden
- Druckjobs speicherbar
- Barcode-Scanner einsetzbar
- Objektträgerdruck in ungefähr ca. 3 Sek.
- USB/LAN-Schnittstelle: einfacher Transfer von Daten zwischen Computer und Drucker
- Treiber: Windows-Treiber verfügbar
- Farbband, mit spezieller UV-sensitiver Substanz und RFID-Chip
- Farbe resistent gegen alle im Labor vorkommenden Lösungen
- Geringer Platzbedarf
- Größe: 21 x 18 x 25 cm



VSPA 6001

Kompakter automatischer Objektträgerdrucker

Unstimmigkeiten und Verwechslungen zwischen der Eingangsnummer auf der Kassette und dem Objektträger entstehen durch Unleserlichkeit oder Nachlässigkeit in Stresssituationen.



An unserem Objektträgerdrucker VSPA 6001 ist ein Barcodescanner angeschlossen, der einen 2D-Barcode auf einer Kassette scannt. Der erkannte 2D-Barcode wird zuverlässig in das Display unseres Objektträgerdruckers übertragen und kann zusätzlich durch Ihre Sonderfärbungen oder sonstige laborspezifische Angaben ergänzt werden. Das große Vorratsmagazin befreit Sie vor dem ständigen „Greifen nach Objektträgern“, damit Sie sich voll und ganz auf Ihre Schneidetätigkeit am Mikrotom konzentrieren können. Die Bedienersoftware des Objektträgerdruckers gibt Ihnen die Freiheit das Gerät autark zu betreiben. Durch installierte Zählervarianten können Sie Patientennummern oder Unternummerierungen automatisch hochzählen lassen. Durch werkseitig installierte LAN- und USB-Schnittstellen und Windows Treiber sind Sie für die Zukunft bestens vorbereitet. Der Drucker kann dadurch an Ihre Laborsoftware angeschlossen werden.

- **Großes Vorratsmagazin für mindestens 75 Standard-Objektträger**
- **1 Aufnahme-Magazin mit einer Gesamtkapazität von 50 Objektträgern**
- **1 Aufnahme-Magazin mit einer Gesamtkapazität von 25 Objektträgern**
- **Durch seine kompakte Bauweise passt es neben ein Mikrotom**
- **Die einfache Bedienung geschieht direkt am Drucker**
- **Eingescannte Barcodes werden direkt im Druckermonitor angezeigt**
- **Der Druck eines Objektträgers kostet Sie nur 0,00476 Cent**
- **Keine Lizenzgebühren für die integrierte Benutzersoftware**

Technische Daten

- Druckzeit pro Objektträger ca. 4 Sekunden
- Barcodescanner (optional)
- 2D-Barcode-Druck auf Objektträger
- 4 Zeilen Druck (maximal 64 Zeichen)
- 230 V – 1,6 A – 72 W
- Gewicht 7 kg
- Abmessungen: 20cm x 29cm x 41cm
- LAN-Schnittstelle: Einfacher Transfer von Daten zwischen Computer und Drucker
- USB-Windows-Druckertreiber
- Farbband mit spezieller UV-sensitiver Substanz und RFID-Chip
- Farbe resistent gegen alle im Labor vorkommenden Lösungen
- Trocknung mit UV-LED
- Für den Betrieb werden Color-Objektträger benötigt. Diese müssen geschliffen und 90° eckenverrundet sein.