



Osmometer

Messtechnik mit über 40 Jahren Erfahrung

Die Messtechnik ist gemäß dem Qualitätsstandard **DIN ISO 9001:2015** zertifiziert.

Die Osmometer unterliegen als „In-Vitro-Diagnostikum“ der europäischen Richtlinie **98/79/EG** über „In-Vitro-Diagnostika“. Die Konformität mit den Vorschriften dieser Richtlinie wird durch das Anbringen des **CE-Zeichens** auf dem Typenschild bescheinigt. Eine Konformitätserklärung ist jeder Gebrauchsanweisung beigelegt und kann außerdem bei uns angefordert werden.

Alle elektronischen Geräte sind konform zur Richtlinie **2002/95/EG (RoHS-Richtlinie)** sowie **2002/96/EG (WEEE-Richtlinie)** und tragen das entsprechende Kennzeichen.



OM807

- i Osmometer basic
- Probenmenge 100 µl
- Einfache Bedienung durch Touchdisplay im Icon-Stil
- Messzeit ca. 1,5 Minuten
- Luftkühlung
- Eindeutige Probenidentifikation durch Eingabe über Touchdisplay
- Einmalgefäße aus Kunststoff
- Variable 3-Punkt-Kalibrierung
- Benutzerzugang über Rechteebenen
- Kein Wasseranschluss, daher geringe Betriebskosten



OM807M

- i Osmometer basic M
- Probenmenge 10–25 µl
- Einfache Bedienung durch Touchdisplay im Icon-Stil
- Messzeit ca. 1,3 Minuten
- Luftkühlung
- Eindeutige Probenidentifikation durch Eingabe über Touchdisplay
- Einmalgefäße aus Kunststoff
- Variable 3-Punkt-Kalibrierung
- Benutzerzugang über Rechteebenen
- Kein Wasseranschluss, daher geringe Betriebskosten



cromentis LAB

www.cromentislab.shop
www.cromentislab.com

cromentis gmbh | Postfach 221 | 4107 Ettingen



OM819

- Probenmenge 100 µl
- Einfache Bedienung durch Touchdisplay im Icon-Stil
- Messzeit ca. 1,5 Minuten
- Luftkühlung
- Eindeutige Probenidentifikation mit eingebautem Scanner und Uhrzeit
- Einmalgefäße aus Kunststoff
- Variable 3-Punkt-Kalibrierung
- Benutzerzugang mit Rechteebenen und Passwörtern
- Keine Eisbildung, kein Festfrieren von Messgefäß und Nadel im Standby-Betrieb durch regelmäßiges automatisches Abtauen
- Spülung des Nadelfaches mit Wasser oder Desinfektionslösung möglich
- Eingebauter Thermodrucker & Scanner für die Probennummern
- Eingebaute Echtzeituhr für die Einordnung der Messungen und Kalibrierungen zur Qualitätssicherung
- Kein Wasseranschluss, daher geringe Betriebskosten
- Netzspannung 100–230 VAC passend für alle Länder



cromentis LAB

www.cromentislab.shop
www.cromentislab.com

cromentis gmbh | Postfach 221 | 4107 Ettingen



OM819M

- Probenmenge 10–25 µl
- Einfache Bedienung durch Touchdisplay im Icon-Stil
- Messzeit ca. 1,3 Minuten
- Luftkühlung
- Eindeutige Probenidentifikation mit eingebautem Scanner und Uhrzeit
- Einmalgefäße aus Kunststoff
- Variable 3-Punkt-Kalibrierung
- Eingebauter Drucker
- Benutzerzugang mit Rechteebenen und Passwörtern
- Keine Eisbildung, kein Festfrieren von Messgefäß und Nadel im Standby-Betrieb durch regelmäßiges automatisches Abtauen
- Spülung des Nadelfaches mit Wasser oder Desinfektionslösung möglich
- Eingebauter Thermodrucker & Scanner für die Probennummern
- Eingebaute Echtzeituhr für die Einordnung der Messungen und Kalibrierungen zur Qualitätssicherung
- Kein Wasseranschluss, daher geringe Betriebskosten
- Netzspannung 100–230 VAC passend für alle Länder