



cromentis LAB

www.cromentislab.shop
www.cromentislab.com

cromentis gmbh | Postfach 221 | 4107 Ettingen

Wasserbad WB 693



- Rundes Wasserbad mit extra breitem Rand
- Spritzwassergeschützter Ein-Aus-Schalter
- Heizungskontrollleuchte
- Innenmaße: 200 x 200 x 55 mm (B/T/H)
Außenmaße: 300 x 300 x 110 mm (B/T/H)
- Gewicht: 1,5 kg
- Kapazität: 1,2 L
- Temperatur max.: +30 °C....+80 °C
- Anschlusswerte: 230 V oder 115 V / 50/60 Hz / 300 V