

CAPP Wash

MIKROTITERPLATTEN-WASCHGERÄT

Kompakt, preiswert und für kleine Arbeiten gemacht

Ob Sie in der Forschung oder in einem klinischen Labor arbeiten, der kompakte CAPPWash Mikrotiterplatten-Waschgerät ist das ideale Waschwerkzeug für Immunoassays im kleinen Maßstab. CAPPWash passt selbst in das kleinste Budget und ist eine perfekte Alternative zur Abhängigkeit von Abteilungswaschanlagen für das Waschen von Mikrotiterplatten und Streifen.

Eigenschaften:

- CAPPWash Mikrotiterplatten-Waschgerät arbeitet jedes Mal gleichmäßig und effizient.
- Waschen ist einfach. Einfach die Röhrchen in die Vertiefung senken, dann den Knopf auf „fill“ drücken und den Knopf zum Entleeren loslassen. Wiederholen Sie den Vorgang für die gewünschte Waschmenge und gehen Sie zur nächsten Reihe über
- Passt zu allen Well-Typen. Die Unterlegscheibe kann sehr einfach auf die gewünschte Tiefe eingestellt werden. Durch einfaches Einstellen der beiden Fingerschrauben, die sich auf beiden Seiten der Rohre befinden
- Die CAPPWash ist als 8-, 12- und 16-Kanalversion sowie als manuelle 6-Kanal Röhrchenwaschanlage TUBEWash für Reagenzgläser der Größe 12x75mm erhältlich
- Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl und Polypropylen, die Waschmaschine ist vollständig autoklavierbar sowie hochbeständig gegen aggressive Chemikalien
- Einzigartiges Two-in-One-Design: Jedes Röhrchen besteht aus einem inneren Röhrchen, das die Waschlösung mit destilliertem Wasser zum Spülen in die Vertiefungen abgibt, während das äußere Röhrchen die Flüssigkeit nach Abschluss des Waschvorgangs absaugt
- Die Vakuumpumpe ist für 115V- und 230V-Anschlüsse erhältlich
- Alle in den Kits enthaltenen Komponenten können auch einzeln erworben werden
- Keine Programmierung erforderlich
- Keine elektrische Verbindung



Bestellinformationen

Kat.-Nr.	Beschreibung
W-8	CAPPWash 8-Kanal
W-12	CAPPWash 12-Kanal
W-16	CAPPWash 16-Kanal
W-8KIT-115V	CAPPWash Kit einschließlich W-8, WP-115V, WB-1, WB-3, WB-4 und W-1000 (3 Meter)
W-12KIT-230V	CAPPWash Kit einschließlich W-12, WP-230V, WB-1, WB-3, WB-4 und W-1000 (3 Meter)

